



**1) Indicator lampe:**

Lyser når apparatet går i gang

**2) Timer knap:**

Til at indstille funktionstiden (kan sættes fra 0-95 minutter)

**3) Reset knap:**

Til at slette indtastet tid

**4) Start/Pause knap:**

Til at starte varmen eller standse varmen midlertidigt

**5) Power knap:**

Til at tænde og slukke apparatet

- a) Sæt stikket i stikkontakt med strømstyrke på 230V ± 10V og tænd for lampen ved at trykke Power knappen på ON. Indicator lampen lyser ikke endnu.
- b) Tryk på "Start/Pause" knappen. Skærmen skal vise "CONT" som betyder "fortsæt" og Indicator lampen tænder.
- c) Tryk på "Reset", skærmen viser "00:00". Tryk så på "Timer" for at indstille funktionstiden til 15 minutter. (intervaller ved hvert tryk på Timer knappen er 5 minutter).
- d) Tryk på "Start/Pause" for at starte opvarmningen.
- e) Tryk på "Reset", derefter "Timer" for at indstille funktionstiden til når opvarmningen er færdig.
- f) Tryk på "Start/Pause" for at aktivere varmen.
- g) Ret varnehovedet direkte mod den kropsdel, der skal behandles. Varmen slukkes når skærmen viser "00:00".
- h) Varmen kan standses hvornår som helst ved at trykke på "Reset".
- i) Den korrekte afstand fra lampehovedet til behandlingsområdet er 30 cm. Det bedste resultat opnås, når kroppens overfladetemperatur er opvarmet til og holdt på 40°C-42°C efter 15 minutters forvarmning. Når hudtemperaturen er under 40°C, virker behandlingen kun behagelig. Den følgende tabel viser ca. hudtemperaturer ved varierende afstand mellem lampehovedet og hudoverfladen efter 15 minutters forvarmning.

Afstand fra lampehovedet	25 cm	30 cm	35 cm
Hudtemperatur	42°C	40°C	38°C
- j) Behandlingstid: 30-60 minutter ved hver gang at trykke på "Timer" knappen, indtil det ønskede tal viser sig på skærmen.
- k) En eller to behandlinger om dagen.

"Indicator" lyset indikerer, at lampen varmer op. Efter 10-15 minutters forvarmning er lampen klar til brug. Efterlad den aldrig tændt uden opsyn.

Note: Hvis "Indicator" lyset ikke er tændt og lampen ikke varmer op, check sikringen bag på kontrolboxen. Udskift den om nødvendigt.

### SPECIFIKATIONER

Infrarød udladning:	Termisk sort mineralplade der konverterer til far? infrarød
Spektrum bredde:	2 til 22 mikrometer
Strømforbrug:	230 ± 10 volt AC, 50 Hz cyklus
Sikringer:	2 ekstra inkluderet, til 220 ~ 240 volt, type F3.15AL250V
Strømstyrke:	215 watt (undtagen CQ-55 og CQ-55A)
Kontrolfunktion:	ON/OFF eller digital "timer" kontrol, kan indstilles fra 5-95 minutter
Interval mellem hver indstilling>	5 minutter
Mineralplade levetid*:	1.200 til 1.500 timer ved almindeligt brug
Sikkerhedsklasse:	Klasse I
Produkttype:	Klasse IIa

CQ-12A	
Mineralpladens diameter:	124 mm
Design:	Bordmodel
Forlængelse:	40 cm lodret, 25 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 50 grader
Teleskopstang:	Fast
Afstand til gulv:	Minimum 15 cm, maksimum 45 cm
Behandlingsafstand:	20 – 30 cm
Vægt:	5,5 kg

CQ-33	
Mineralpladens diameter:	166 mm
Design:	Dobbelt hoved, gulvmodel på stativ med 5 hjul
Forlængelse:	60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 180 grader
Teleskopstang:	Kan justeres 30 cm lodret
Afstand til gulv:	Minimum 30 cm, maksimum 152 cm
Behandlingsafstand:	20 – 30 cm
Vægt:	15 kg

<b>CQ-35</b>	
Mineralpladens diameter:	124
Design:	Gulvmodel på stativ med 5 hjul
Forlængelse:	60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 360 grader
Teleskopstang:	Kan justeres 30 cm lodret
Afstand til gulv:	Minimum 30 cm, maksimum 152 cm
Behandlingsafstand:	20 – 30 cm
Vægt:	11 kg

<b>CQ-36</b>	
Mineralpladens diameter:	166 mm
Design:	Gulvmodel på stativ med 5 hjul
Forlængelse:	60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 360 grader
Teleskopstang:	Kan justeres 30 cm lodret
Afstand til gulv:	Minimum 30 cm, maksimum 152 cm
Behandlingsafstand:	20 – 30 cm
Vægt:	11 kg

<b>CQ-55</b>	
Mineralpladens diameter:	En række med 3 plader, hver 70 mm i længde og 144 mm i bredde
Design:	Gulvmodel på stativ med 5 hjul
Strømforbrug:	Prg I 3x176 watt, prg II 176 watt, 99 watt og 44 watt
Forlængelse:	60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 360 grader
Teleskopstang:	Kan justeres 30 cm lodret
Afstand til gulv:	Minimum 30 cm, maksimum 152 cm
Behandlingsafstand:	20 - 30 cm
Vægt:	15 kg

CQ-55A	
Mineralpladens diameter:	3 mineralplader i cirkelform, hver 78 mm
Design:	Gulvmodel på stativ med 5 hjul
Strømforbrug:	3*108 watt, 108 watt, 61 watt og 27 watt
Forlængelse:	60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 sektioner med fjederarm
Varmehoved retning:	Kan vippe i alle retninger op til 90 grader inden for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 360 grader
Teleskopstang:	Kan justeres 30 cm lodret
Afstand til gulv:	Minimum 30 cm, maksimum 152 cm
Behandlingsafstand:	20 – 30 cm
Vægt:	15 kg



acupunctureshop.com

**FODNOTE** - til under tabellerne:

\* Mineralplader til udskiftning og andre reservedele er på lager.